

# DE

## Lagerbedingungen für Einwegprodukte und resterilisierbare Produkte

Unter Beachtung der maximalen Lebensdauer von fünf Jahren kann das Produkt in der Originalverpackung unter folgenden Bedingungen gelagert werden:

- Vor Hitze schützen und trocken lagern
- Vor Sonnenlicht und Lichtquellen schützen
- Silikon-Produkte nicht zusammen mit PVC- bzw. Gummi-Produkten lagern

## Entsorgung

Die gebrauchten oder beschädigten Produkte müssen gemäß den anwendbaren nationalen und internationalen gesetzlichen Regelungen entsorgt werden.

# EN

## Storage conditions for disposable products and the resterilisation products

Considering the maximum shelf life of 5 years, the product can be stored in its original packaging under the following conditions:

- Keep dry and cool
- Keep away from sunlight and light sources
- Do not store silicone products together with PVC or rubber products

## Disposal

Used or damaged products must be sterilised before disposal. Our products can be disposed according to the valid legal regulations.

# DA

## Opbevaringsbetingelser for engangsartikler og produkter, der kan steriliseres igen

Under iagttagelse af den maksimale levetid på 5 år, kan produktet opbevares i den originale indpakning under følgende betingelser:

- Beskyttes mod varme og opbevares et tørt sted.
- Beskyttes mod sollys og lyskilder.
- Silikoneprodukter må ikke opbevares sammen med PVC- eller gummiprodukter.

## Bortskaffelse

Brugte eller beskadigede produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale og internationale, lovmæssige bestemmelser.

# ES

## Condiciones de almacenamiento de los productos desechables y reesterilizables

Teniendo en cuenta una vida útil máxima de 5 años, el producto se puede almacenar en su envase original en las condiciones siguientes:

- Guardar en un lugar seco y protegido del calor.
- Proteger de la luz solar y de las fuentes de luz.
- No guardar productos de silicona con productos de PVC o de goma.

## Eliminación

Los productos usados o dañados deben eliminarse de acuerdo con las directivas nacionales e internacionales aplicables.

# FR

## Conditions de stockage pour produits à usage unique et produits restérilisables

Considérant la durée de vie maximale de 5 ans, le produit peut être stocké dans son emballage d'origine dans les conditions suivantes :

- Protéger de la chaleur et stocker dans un endroit sec.
- Protéger de la lumière du soleil et de toute source de lumière.
- Ne pas stocker les produits en silicone avec des produits en PVC ou en caoutchouc.

## Mise au rebut

Les produits usagés ou endommagés doivent être mis au rebut conformément aux dispositions légales nationales et internationales en vigueur.

# IT

## Condizioni di conservazione per prodotti monouso e prodotti risterilizzabili

Tenendo conto di una durata massima di 5 anni, il prodotto può essere conservato nella sua confezione originale alle seguenti condizioni:

- Proteggere dal calore e conservare in luogo asciutto.
- Proteggere dalla luce solare e da fonti di calore.
- Non conservare prodotti in silicone assieme a prodotti in PVC o gomma.

## Smaltimento

I prodotti usati o danneggiati devono essere smaltiti in conformità con le norme di legge nazionali e internazionali applicabili.

# PT

## Condições de armazenagem para produtos descartáveis e produtos reesterilizáveis

Desde que observada a vida útil máxima de 5 anos, o produto pode ser armazenado na embalagem original sob as seguintes condições:

- Proteger contra o calor e armazenar em local seco.
- Proteger contra a luz do sol e fontes de luzes.
- Não armazenar produtos de silicone juntamente com produtos de PVC / borracha.

## Descarte

Produtos usados ou danificados devem ser descartados conforme as normas legais nacionais e internacionais aplicáveis.

# RU

## Условия хранения одноразовых и повторно стерилизуемых изделий

В пределах максимального срока службы 5 лет изделие можно хранить в первоначальной упаковке при следующих условиях:

- Беречь от высоких температур и хранить в сухом месте.
- Беречь от солнечного и искусственного света.
- Не хранить изделия из силиконовых полимеров вместе с изделиями из ПВХ и резины.

## Утилизация

Использованные или поврежденные изделия подлежат утилизации в соответствии с применимыми национальными и международными законодательными нормами.

## Förhållanden vid förvaring av engångsprodukter och omsteriliserbara produkter

Med tanke på produktens maximala livstid 5 år kan den förvaras i originalförpackningen vid följande förhållanden:

- Förvaras torrt och skyddat från höga temperaturer.
- Förvaras skyddat från solljus och ljuskällor.
- Förvara inte silikonprodukter tillsammans med PVC- eller gummi produkter.

## Kassering

Använda eller skadade produkter måste kasseras enligt gällande nationell och internationell lag.







## Tek kullanımlık ve tekrar sterilize edilebilir ürünler için saklama koşulları

Ürün ömrünün maksimum 5 sene olduğu dikkate alındığında, ürün orijinal ambalajı içinde aşağıdaki koşullarda saklanabilir:

- Isıya karşı koruyun ve kuru yerde saklayın.
- Güneş ışığı ve ışık kaynaklarına karşı koruyun.
- Silikon ürünleri PVC veya kauçuk ürünlerle birlikte saklamayın.

## İmha edilmesi

Kullanılmış veya hasarlı olan ürünler yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal direktiflere uygun şekilde imha edilmelidir.

Symbol	
 <p>DE - Hersteller EN - Manufacturer DA - Producent ES - Fabricante FR - Fabricant IT - Fabbricante PT - Fabricante RU - Производитель SV - Tillverkare TR - Üretici</p>	 <p>DE - Gebrauchsanweisung beachten EN - See instructions for use DA - Brugsanvisningen overholdes ES - Véanse las instrucciones de uso FR - Respecter le mode d'emploi IT - Rispettare le istruzioni per l'uso PT - Cumpra as instruções de utilização RU - Смотрите инструкции по использованию SV - Läs bruksanvisningen TR - Kullanım kılavuzunu dikkate alın</p>
 <p>DE - Von Sonnenlicht fernhalten EN - Keep away from sunlight DA - Holdes væk fra sollys ES - Mantener alejado de la luz solar FR - Éloigner de la lumière directe du soleil IT - Non esporre alla luce solare PT - Manter afastado da luz solar RU - Не допускать попадания солнечного света SV - Skyddas från solljus TR - Güneş ışınlarına karşı koruyun</p>	 <p>DE - Achtung EN - Caution DA - OBS ES - Atención FR - Attention IT - Attenzione PT - Atenção RU - Внимание SV - Försiktighet TR - Dikkat</p>
 <p>DE - Trocken aufbewahren EN - Keep dry DA - Opbevares tørt ES - Guardar en lugar seco FR - Stocker dans un endroit sec IT - Conservare in luogo asciutto PT - Conservar em local seco RU - Беречь от влаги SV - Förvaras torrt TR - Kuru depolayın</p>	 <p>DE - CE-Kennzeichnung EN - CE Marking DA - CE-mærkning ES - Marca CE FR - Marquage CE IT - Marchio CE PT - Marcação CE RU - Маркировка CE SV - CE-märkning TR - CE sembolü</p>