

## Déclaration de matériaux concernant le latex de caoutchouc naturel

Sur la base des données disponibles sur les matériaux, VBM Medizintechnik GmbH confirme que nos dispositifs médicaux, avec toutes les pièces et composants qu'ils contiennent, sont fabriqués sans latex de caoutchouc naturel.

Sont exclus, les articles mentionnés ci-dessous, étiquetés avec le symbole «LATEX».

**Attention :**

Les produits contenant du latex de caoutchouc naturel peuvent provoquer des réactions allergiques cutanées et des symptômes d'asthme allergique !

Produit	REF	Composants contenant du latex de caoutchouc naturel
Manchette à Pression avec vessie caoutchouc comme pièce détachée	52-01-300	Vessie caoutchouc et tubes de raccordement
	52-08-300	
	53-01-150	
	53-08-150	
	52-82-500	
	51-81-050	
Canule de Guedel avec collerette de fixation élastique, taille 0	40-26-009-1	Bande élastique
	40-06-040	
Endotape oral/nasal	40-8018-044	Bande élastique

Cette liste ne prend en compte que les produits de notre portefeuille actuel. Si vous avez besoin d'informations sur des produits qui ne figurent pas dans le catalogue actuel disponible sur notre page d'accueil, veuillez contacter VBM.