



RTR II

Rektal Tampon nach Roche

Rektal Tampon nach Roche


Belüftbarer Tampon zur Blutstillung, Schmerzkontrolle und zum Entweichen von Gasen und Flüssigkeiten nach analer Chirurgie bei Erwachsenen.

Nach analer Chirurgie sind Patienten Schmerzen und Blutungen ausgesetzt. Klassische medizinische Behandlungen sind generell unangenehm und es kann zu Verkrustungen mit dem Blut kommen, was beim Entfernen sowohl schwierig als auch schmerzhaft ist.

Der RTR II ist angenehmer für den Patienten, stoppt Blutungen, ermöglicht post-operative Schmerzkontrolle und ein schmerzfreies Entfernen des Produktes. Der innenliegende Tubus ermöglicht das Entweichen von Gasen und Flüssigkeiten.

Indikationen: Chirurgische Eingriffe im analen Kanal

- Hämorrhoiden
- Analfistel
- Analfissur
- Condyloma
- Anale Tumore
- Anale Polypen



Bestellinformation

Rektal Tampon RTR II nach Roche
mit innenliegendem Tubus
steril, zum Einmalgebrauch
Länge: 85 mm, Material: Silikon


REF 39-20-200-1

VE 10

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 | 72172 Sulz a. N. | Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 | Fax: +49 7454 9596-33 | e-mail: verkauf@vbm-medical.de | www.vbm-medical.de



0123

P317-2.00E/05.16