


Stilette, Introducer & Tubuswechsler

S-Guide

Formbares Intubationsstilet, ideal für die Videolaryngoskopie

- zum Einmalgebrauch, steril
- durchgehendes Lumen, inklusive O₂-Konnektor
- Längenskalierung
- Einzigartiges Design:
 - 1 weiche Spitze
 - 2 formbares Segment (bis Länge 42 cm)
 - 3 flexibles Segment (ab Länge 42 cm)

Größe	Länge	für ET Tubus	REF	VE
15 Fr	65 cm	≥ 6,0 mm	33-90-650-1	5



METTS (Muallem ET Tube Stylet)

Formbares Intubationsstilet

- innenliegender Mandrin aus Metall, formbar (starres Material)
- flexible, vorgeformte Spitze
- Längenskalierung
- zum Einmalgebrauch, steril

Größe	Länge	für ET Tubus	REF	VE
8 Fr	40 cm	≥ 3,5 mm	33-08-400-1	5
12 Fr	65 cm	≥ 5,0 mm	33-12-650-1	5
14 Fr	65 cm	≥ 6,0 mm	33-14-650-1	5



Introducer

Zur Vereinfachung der endotrachealen Intubation

- durchgehendes Lumen, inklusive O₂-Konnektor
- starre, vorgeformte Spitze
- Längenskalierung
- zum Einmalgebrauch, steril

Größe	Länge	für ET Tubus	REF	VE
15 Fr	65 cm	≥ 6,0 mm	33-70-650-1	5




METTI (Muallem ET Tube Introducer)

Zur Vereinfachung der endotrachealen Intubation

- innenliegender Mandrin aus Kunststoff, flexibel (halbstarres Material)
- flexible, vorgeformte Spitze
- Längenskalierung
- zum Einmalgebrauch, steril

Größe	Länge	für ET Tubus	REF	VE
12 Fr	80 cm	≥ 5,0 mm	33-12-800-1	5
14 Fr	80 cm	≥ 6,0 mm	33-14-800-1	5



Pocket Introducer

Ideale Platzlösung für Notfalltaschen und Fahrzeuge, Helikopter, Arztkittel, Notfallschränke, etc.

- gefaltet auf 20 cm werden mit nur 3 Klicks 65 cm
- einsatzbereit innerhalb weniger Sekunden
- vorgeformte Spitze
- Längenskalierung
- zum Einmalgebrauch, steril

Größe	Länge	für ET Tubus	REF	VE
15 Fr	65 cm	≥ 6,0 mm	33-80-650-1	5

in robuster Kunststoffverpackung

Größe	Länge	für ET Tubus	REF	VE
15 Fr	65 cm	≥ 6,0 mm	33-81-650-1	1



Tubuswechsler

Zur Extubation und zum Wechsel von ET Tuben

- durchgehendes Lumen, inklusive O₂-Konnektor
- Längenskalierung
- zum Einmalgebrauch, steril

Größe	Länge	für ET Tubus	REF	VE
11 Fr	80 cm	≥ 4,0 mm	33-45-800-1	5
14 Fr	80 cm	≥ 5,0 mm	33-46-800-1	5
19 Fr	80 cm	≥ 7,0 mm	33-47-800-1	5



Einführungsmandrin

Zum Vorformen des ET Tubus

- weiche, atraumatische Spitze
- mit und ohne Silikonkonnektor
- wiederverwendbar

Größe	Länge	für ET Tubus	ohne Silikonkonnektor	VE	mit verschiebbarem Silikonkonnektor (15 mm I.D.)	VE
klein	34 cm	2,5 - 3,5 mm	REF 90-10-111	25	REF 90-10-001	10
mittel	38 cm	4,0 - 4,5 mm	REF 90-10-222	25	REF 90-10-002	10
groß	45 cm	5,0 - 6,5 mm	REF 90-10-333	25	REF 90-10-003	10
groß	45 cm	7,0 - 11,0 mm	REF 90-10-444	25	REF 90-10-004	10

