

Sulz am Neckar, Dezember 2013

Innovativer Introducer mit kleinem Packmaß

VBM Medizintechnik führt einen neuen Introducer mit dem kleinsten möglichen Packmaß ein. Der *Pocket Introducer* ist ein Hilfsmittel beim schwierigen Atemweg, um das Einführen eines Endotracheal-Tubus (ET) unter direkter oraler oder via Video-Laryngoskopie zu vereinfachen.

Im gefalteten Zustand misst der Pocket Introducer gerade einmal 20 cm und ist damit die ideale Platz-Lösung für Notfalltaschen, Fahrzeuge, Helikopter, Arztkittel, Notfallschränke, etc. Nach dem Auffalten ist der *Pocket Introducer* durch das Arretieren von drei Klippverbindungen innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit. Seine Gesamtlänge misst dann 65 cm.

Ein weiteres Merkmal ist die vorgeformte und abgerundete Spitze. Sie ist atraumatisch und verletzt somit nicht die Trachealschleimhaut. Der vordere Teil des Introducers kann durch Vorformen auf die anatomischen Verhältnisse beim Patienten angepasst werden.

Der *Pocket Introducer* ist zum Einmalgebrauch und wird steril geliefert. Angeboten wird das Produkt in einer Kartonbox mit 5 Stück oder auch einzeln in einer robusten Kunststoffverpackung.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter: www.vbm-medical.de

Über VBM Medizintechnik GmbH:

Die VBM Medizintechnik GmbH mit Sitz in Sulz am Neckar beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Das Familienunternehmen entwickelt und produziert innovative Produkte für das Airway Management, Zubehör für Anästhesie und Intensivpflege sowie Blutsperrgeräte für chirurgische Eingriffe im blutleeren Feld. VBM Produkte werden weltweit in über 100 Länder durch Vertriebspartner oder eigene Niederlassungen verkauft.

Presse-Kontakt

Telefon +49 7454 9596 0
presse@vbm-medical.de

Verwandte Begriffe und Stichworte:

Bougie, Introducer, Stilette

Folgende Bilder können honorarfrei abgedruckt werden (Quellangabe: VBM Medizintechnik):



Dateiname: VBM_PocketIntroducer_01



Dateiname: VBM_PocketIntroducer_02



Dateiname: VBM_PocketIntroducer_03