

Sulz am Neckar, im November 2015

Die neue Surgicric

3 Techniken – 3 Koniotomie Sets zur Sicherung der Atemwege

Das Eröffnen der Atemwege in Höhe des Kehlkopfes, genannt Koniotomie, ist eine lebensrettende Technik im Rahmen des schwierigen Atemweges. Dieser chirurgische Atemweg ist die ultima ratio Maßnahme eines Cannot Intubate – Cannot Ventilate-Szenarios entsprechend aller Airway Algorithmen – sowohl in der Präklinik, Notfallaufnahme, Intensivstation als auch im OP. Mit der chirurgischen Koniotomie und den Punktionsverfahren existieren unterschiedliche Techniken dieser lebensrettenden Notfallmaßnahme.

Die Surgicric ist ein Koniotomie-Set zur Aufrechterhaltung der Beatmung bei einer Obstruktion der oberen Atemwege. VBM bietet drei fertig konfektionierte Set-Varianten an, die jeweils alle notwendigen Komponenten zur Durchführung der drei gängigsten Koniotomietechniken enthält. Das Herzstück der Sets besteht aus der speziellen Kombination von Trachealtubus und Dilatator. Der Verriegelungsmechanismus und die weiche Spitze maximieren die Patientensicherheit und verringern das Verletzungsrisiko. Der höhenverstellbare Flansch ermöglicht die individuelle Anpassung des Tubus an die anatomischen Gegebenheiten des Patienten.

Mit Surgicric I bietet VBM ein Koniotomie Set zur Durchführung der Rapid Four-Step Technique an. Surgicric II wird nach der klassischen chirurgischen Technik angewandt. Surgicric III ermöglicht eine Koniotomie nach der Seldinger Technik.

Ein weiterer Vorteil der Sets ist die einzigartige Instrumententasche. Sie bietet dem Anwender eine klare Übersicht über sämtliche Komponenten und eine sterile Anwendung in jedem Umfeld. Das geringe Packmaß der Instrumententasche ist ideal für die Verwendung in Notfalltaschen.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter: www.vbm-medical.de

Über VBM Medizintechnik GmbH:

Die VBM Medizintechnik GmbH mit Sitz in Sulz am Neckar beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Das Inhaber-geführte Unternehmen entwickelt und produziert innovative Produkte für das Airway Management, Zubehör für Anästhesie und Intensivpflege sowie Blutsperregeräte für chirurgische Eingriffe im blutleeren Feld. VBM Produkte werden weltweit in über 100 Länder durch Vertriebspartner oder eigene Niederlassungen verkauft.

Presse-Kontakt

Telefon +49 7454 9596 0
presse@vbm-medical.de

Verwandte Begriffe und Stichworte:

Atemwegsmanagement, Atemwegssicherung, Airway Management, schwierige Intubation, endotracheale Intubation



Abbildung 1

Dateiname: VBM_Surgicric_Tubus_Dilatator.jpg

Der Abdruck der Bilder ist honorarfrei.
Bitte „VBM Medizintechnik“ als Quellenangabe verwenden.