

Pressemitteilung

Sulz am Neckar, 17.06.2019

Das neue Tourniquet Touch:

Die neue Generation Blutsperregeräte mit Touchscreen-Technologie

Chirurgische Eingriffe an oberen und unteren Extremitäten sind sehr verbreitet, speziell im Bereich der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie. Diese Techniken werden normalerweise in Blutleere durchgeführt und benötigen ein verlässliches System zur Schaffung und Monitoring eines blutleeren Feldes.

Mit dem Ziel, die Patientensicherheit zu verbessern und bestmögliche Unterstützung für den Anwender zu bieten, hat VBM Medizintechnik ein neues elektronisches Blutsperregerät mit sehr robustem Gehäuse entsprechend der neuesten Touchscreen-Technologie entwickelt: Das Tourniquet Touch.

Intuitive Produkteigenschaften wie die Schnellwahltasten erlauben eine sichere und schnelle Einstellung und Anpassung von Druck und Anwendungszeit mit nur zwei Berührungen. Das 8-Zoll-Display des Tourniquet Touch garantiert dabei eine sehr gute Sicht während der gesamten Anwendungszeit.

Auf Grund der Möglichkeit des Datentransfers für technische Fernanalyse und -diagnostik kann die lokale Wartung reduziert werden.

Das ab sofort verfügbare Tourniquet Touch wird in zwei Versionen angeboten:

Das TT20 mit zwei Kanälen für Operationen im blutleeren Feld, bilateraler Chirurgie oder IVRA.

Das TT15 zur Kombination von Operationen im blutleeren Feld (1 Kanal) und Spülung (1 Kanal).

Für Tourniquet Touch ist ebenfalls ein spezielles Stativ erhältlich, welches die Sicherheit, Mobilität und Hygiene in OP-Räumlichkeiten unterstreicht.

Mehr Informationen zum neuen Tourniquet Touch:

<http://www.tourniquet-touch.de/>

<https://www.vbm-medical.de/produkte/tourniquets/tourniquet-touch/>

Über VBM Medizintechnik GmbH:

Die VBM Medizintechnik GmbH ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen im Bereich Medizintechnik. VBM entwickelt und produziert innovative Produkte für das Airway Management, Zubehör für Anästhesie und Intensivpflege sowie Tourniquets für chirurgische Eingriffe im blutleeren Feld.

Das Unternehmen wurde 1981 durch Volker Bertram gegründet und wird seit 2016 von Carina Bertram in der zweiten Generation geführt. Der Hauptsitz ist in Sulz am Neckar mit ca. 200 Mitarbeitern in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement, Vertrieb, Service und Marketing. VBM vertreibt seine Produkte über nationale und internationale Handelspartner sowie über die Vertriebsniederlassungen in USA, Frankreich und der Tschechischen Republik.

Kontakt und weitere Informationen zu VBM:

Tel.: 07454 9596 0

E-Mail: presse@vbm-medical.de

Verwandte Begriffe und Stichworte:

Blutsperrgerät, Tourniquet, blutleeres Feld, Chirurgie

Abbildung 1: VBM_TourniquetTouch_TT20_1.jpg



Abbildung 2: VBM_TourniquetTouch_TT20_2.jpg



Abbildung 1: VBM_TourniquetTouch_TT15_1.jpg



Der Abdruck der Bilder ist honorarfrei.
Bitte „VBM Medizintechnik“ als Quellenangabe verwenden.