

INFUSOR (500 ml / 1000 ml / 3000 ml)

Manchette à pression pour la perfusion à pression rapide et l'irrigation.
réutilisable

Design transparent

- permet une vision claire de la poche à perfusion et de son contenu
- 360° visible

Design spécifique avec crochet

- échange rapide et facile de la poche à perfusion
- pression constante sur la poche

Manomètre

- pression calibrée
- indication de pression précise de 0 à 300 mmHg

Pompage manuel

- grand volume permet un gonflage rapide

Robinet 3 voies

- pour contrôle de la pression
- pour une vidange rapide

réutilisable

- simple à nettoyer (matériau PU)
- sans latex



INFORMATIONS POUR COMMANDER



Taille	avec Luer Lock femelle	avec poire pour pompage manuel, indicateur de pression et robinet 3 voies	avec poire pour pompage manuel et manomètre	avec poire pour pompage manuel et manomètre de précision	boîte
500 ml	—	REF 57-02-050	REF 57-06-050	REF 57-08-050	1
1000 ml	—	REF 57-02-100	REF 57-06-100	REF 57-08-100	1
3000 ml	REF 57-01-300	REF 57-02-300	REF 57-06-300	REF 57-08-300	1

DISPO INFUSOR (500 ml / 1000 ml / 3000 ml)

Manchette à pression pour la perfusion à pression rapide et l'irrigation.
usage unique

Tissu transparent

- permet une vision claire de la poche à perfusion et de son contenu

Poche avec œillet/crochet*

- échange rapide et facile de la poche à perfusion

Manomètre

- indicateur de pression avec code couleur et soupape de surpression
- 360° visible

Pompage manuel

- grand volume permet un gonflage rapide

Robinet 3 voies

- pour contrôle de la pression
- pour une vidange rapide

à usage unique

- réduction du risque de contamination croisée
- sans latex



* avec œillet: Dispo Infusor 500 ml et 1000 ml

avec crochet: Dispo Infusor 3000 ml

INFORMATIONS POUR COMMANDER



Taille	avec Luer Lock femelle	avec poire pour pompage manuel, indicateur de pression et robinet 3 voies	avec poire pour pompage manuel et robinet 3 voies	boîte
500 ml	REF 56-01-050	REF 56-02-050	REF 56-03-050	5
1000 ml	REF 56-01-100	REF 56-02-100	REF 56-03-100	5
3000 ml	REF 56-01-300	REF 56-02-300	—	1

MANCHETTES A PRESSION 500 ml

Manchettes à pression pour la perfusion à pression rapide et l'irrigation.
réutilisables

Tissu transparent

- permet une vision claire de la poche à perfusion et de son contenu

Design pratique

- échange rapide et facile de la poche à perfusion

Manomètre

- pression calibrée
- indication de pression précise de 0 à 300 mmHg

Pompage manuel

- grand volume permet un gonflage rapide
- avec valve d'échappement pour le contrôle de la pression

réutilisable

- la poche interne peut être remplacée



INFORMATIONS POUR COMMANDER



avec poire pour pompage manuel

REF 51-05-050 boîte 1



avec poire pour pompage
manuel et manomètre

REF 51-06-050 boîte 1



avec poire pompage manuel
et manomètre de précision

REF 51-08-050 boîte 1

MANCHETTES A PRESSION 1000 ml

Manchettes à pression pour la perfusion à pression rapide et l'irrigation.
réutilisables

Tissu transparent

- permet une vision claire de la poche à perfusion et de son contenu

3 versions

- Forme de poche avec fermeture éclair ①
- Forme de poche avec crochet ②
- Fermeture velcro avec crochet ③

Manomètre


- pression calibrée
- indication de pression précise de 0 à 300 mmHg

Pompage manuel

- grand volume permet un gonflage rapide
- avec valve d'échappement pour le contrôle de la pression

réutilisable

- la poche interne peut être remplacée



INFORMATIONS POUR COMMANDER



Version	avec poire pour manuel	avec poire pour pompage manuel et manomètre	avec poire pour pompage manuel et manomètre de précision	boîte
Forme de poche avec fermeture éclair	REF 52-05-100	REF 52-06-100	REF 52-08-100	1
Forme de poche avec crochet	REF 53-05-120	REF 53-06-120	REF 53-08-120	1
Fermeture velcro avec crochet	REF 53-05-100	REF 53-06-100	REF 53-08-100	1

MANCHETTES A PRESSION 1500 ml

Manchettes à pression pour irrigation au bloc opératoire.
réutilisables

Tissu transparent

- permet une vision claire de la poche à perfusion et de son contenu

2 versions

- Forme de poche avec fermeture éclair ①
- Forme de poche avec crochet ②

Manomètre

- pression calibrée
- indication de pression précise de 0 à 300 mmHg

Pompage manuel

- grand volume permet un gonflage rapide
- avec valve d'échappement pour le contrôle de la pression

réutilisable

- la poche interne peut être remplacée



INFORMATIONS POUR COMMANDER



Version	avec Luer Lock femelle	avec poire pompage manuel et manomètre de précision	avec pompe a main et manomètre de précision	boîte
Forme de poche avec fermeture éclair	REF 52-01-150	REF 52-08-150	REF 52-30-150	1
Forme de poche avec crochet	REF 53-01-150	REF 53-08-150	—	1

MANCHETTES A PRESSION 3000 / 5000 ml

Manchettes à pression pour irrigation au bloc opératoire.
réutilisables

Tissu transparent

- permet une vision claire de la poche à perfusion et de son contenu

2 versions

- Forme de poche avec fermeture éclair ①
- Forme de poche avec crochet ②

Manomètre

- pression calibrée
- indication de pression précise de 0 à 300 mmHg

Pompage manuel

- grand volume permet un gonflage rapide
- avec valve d'échappement pour le contrôle de la pression

réutilisable

- la poche interne peut être remplacée



INFORMATIONS POUR COMMANDER



Version	avec Luer Lock femelle	avec poire pour pompage manuel et manomètre de précision	avec pompe a main et manomètre de précision	boîte
Forme de poche avec fermeture éclair	REF 52-01-300	REF 52-08-300	REF 52-30-300	1
Forme de poche avec crochet	REF 53-01-300	REF 53-08-300	REF 53-30-300	1